


Anticorpo Policlonale Coniglio Smndc1 Per Wb, Elisa - 075940

Numero articolo: CM0014817



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio SMNDC1 validato per Western blotting ed ELISA, rileva la proteina SMNDC1 umana, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing e studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio SMNDC1 (pAb)
Note/Alias	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10285
GeneID	10285
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-238 di SMNDC1 umano (NP_005862.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075940
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio