

Anticorpo Policlonale Coniglio Smpd4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxe4

Numero articolo: CM0013077

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) coniglio SMPD4 mirato al SMPD4 umano (SKNY, nSMase-3). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata a umano e topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli sfingolipidi e sull'omeostasi di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMPD4 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 600-800 del SMPD4 umano (NP_060421.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NXE4
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio