

Smyd1 Coniglio Pab - Q8Nb12

Numero articolo: CM0024944

introduzione

SMYD1 Coniglio pAb (WB, ELISA) rileva SMYD1 umano, di topo e di ratto. Questo anticorpo policlonale è diretto contro l'istone-lisina N-metiltransferasi SMYD1, un repressore trascrizionale essenziale per la differenziazione dei cardiomiociti e la morfogenesi cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	SMYD1 Coniglio pAb
Note/Alias	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	150572
ID Gene	150572
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NB12
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio