

Pab Di Coniglio Anti-Smyd4 - Q8Iyr2

Numero articolo: CM0022256

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMYD4 umano (ZMYND21). Adatto per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Riconosce SMYD4 umano e murino. Ideale per la ricerca sullo sviluppo cardiaco e sulla regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SMYD4
Note/alias	ZMYND21; SMYD4
Specie	Umano
ID del gene (umano)	114826
ID del gene	114826
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di SMYD4 umano (NP_443160.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q8IYR2
Peso della proteina	89 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante