

Anticorpo Policlonale Coniglio Smyd4 Per Wb - Q8Iyr2

Numero articolo: CM0029434

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting SMYD4, una proteina-lisina N-metiltransferasi coinvolta nello sviluppo cardiaco. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in Umano, Mouse, Ratto. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMYD4 Rabbit pAb
Note/Alias	ZMYND21; SMYD4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	114826
Gene ID	114826
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di SMYD4 umano (NP_443160.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IYR2
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio