

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snai3 Per Wb Ed Elisa - Q3Knw1

Numero articolo: CM0022183

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SNAI3 umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della repressione trascrizionale e della differenziazione dei mioblasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNAI3 Rabbit pAb
Note/Alias	SMUC; SNAIL3; ZNF293; Zfp293; SNAI3
Specie	Umana
GeneID (umana)	333929
GeneID	333929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 7-186 di SNAI3 umano (NP_840101.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q3KNW1
Peso della proteina	32kDa
Spedizione	Borsa refrigerante