

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Snap25 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880

Numero articolo: CM0008201



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio SNAP25 (P60880) validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce SNAP25 umano, di topo e ratto, una proteina t-SNARE coinvolta nel rilascio di neurotrasmettitori e nella funzione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio SNAP25
Note/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6616
ID Gene	6616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 di SNAP25 umano (NP_001309839.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P60880
Peso Proteico	23 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio