

Anticorpo Policlonale Coniglio Snap91 Per Wb, Elisa - O60641

Numero articolo: CM0029399

introduzione

SNAP91 Rabbit pAb (O60641) è un anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina di assemblaggio del rivestimento di clatrina AP180 (CALM, AP180) nell'uomo, nel topo e nel ratto. Validato per WB ed ELISA, aiuta la ricerca sul traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNAP91 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CALM, AP180, SNAP91
Specie	Umano
Gene ID	9892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 321-600 di SNAP91 umano (NP_001229723.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O60641
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio