

Anticorpo Monoclonale Coniglio Snrpa1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P09661

Numero articolo: CM0002593



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio SNRPA1 (P09661) validato per WB, IP, IHC-P, ELISA in Umano, Mouse, Ratto. Componente principale U2 snRNP per lo splicing del pre-mRNA. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SNRPA1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	Lea1; U2A'; SNRPA1
Specie	Umano
GeneID	6627
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 156-255 di SNRPA1 umano (P09661).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P09661
Peso Proteico	28 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio