

Pab Di Coniglio Anti-Snrpd2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62316

Numero articolo: CM0025197



introduzione

Il pAb di coniglio anti-SNRPD2 è un anticorpo policlonale diretto contro SNRPD2 umano (Sm-D2), validato per WB, IHC-P e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-SNRPD2
Annotazioni / Alias	SMD2; Sm-D2; SNRPD1; SNRPD2
Specie	Umana
GeneID	6633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-118 di SNRPD2 umano (NP_004588.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62316
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio