

Anticorpo Policlonale Coniglio Snrpn Per Wb E Elisa - P63162

Numero articolo: CM0020215



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SNRPN convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva SNRPN umano, murino e ratto, una proteina nucleare associata allo splicing coinvolta nell'elaborazione alternativa dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNRPN pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SMN; PWCR; SM-D; sm-N; RT-LI; HCERN3; SNRNP-N; SNURF-SNRPN; SNRPN
Specie	Umano
ID Gene	6638
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di SNRPN umano (NP_003088.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P63162
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio