

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snx18 Per Wb Ed Elisa - Q96Rf0

Numero articolo: CM0015922

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNX18, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Ideale per lo studio dell'endocitosi, del traffico vescicolare e della dinamica di membrana. La specificità è stata confermata mediante immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNX18 pAb di coniglio
Note/alias	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	112574
GeneID	112574
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 445-624 di SNX18 umano (NP_001096045.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96RF0
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante