

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Snx4 Per Wb, Ip, Elisa - O95219

Numero articolo: CM0003658

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio SNX4 di alta qualità validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con SNX4 umano e murino, una nexina di sorting coinvolta nell'endocitosi e nell'autofagia. Ideale per studiare il traffico intracellulare e il riciclo dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio SNX4
Note/Alias	ATG24B; SNX4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8723
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O95219
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio