


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Sod3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08294

Numero articolo: CM0026101



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SOD3 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la superossido dismutasi extracellulare umana, murina e di ratto, un enzima antiossidante chiave. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio SOD3
Note/Alias	EC-SOD; SOD3
Specie	Umana
GeneID	6649
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 19-160 della SOD3 umana (NP_003093.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, di Ratto
SWISS	P08294
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio