


Recettore Della Somatostatina 2 (Sstr2) Anticorpo Pab Coniglio - P30874

Numero articolo: CM0025887



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio mirato al Recettore della Somatostatina 2 (SSTR2) è adatto per WB, IHC-P, ELISA; validato su umano, topo e ratto. Riconosce un GPCR coinvolto nell'inibizione della secrezione ormonale mediata dalla somatostatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Recettore della Somatostatina 2 (SSTR2) Anticorpo pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	SST2; Recettore della Somatostatina 2 (SSTR2)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6752
GeneID	6752
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 270-369 del Recettore della Somatostatina 2 (SSTR2) umano (NP_001041.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30874
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio