

Pab Di Coniglio Contro Sox10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Numero articolo: CM0018970

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SOX10 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione SOX-10, fondamentale per lo sviluppo gliale e la mielinizzazione. Ideale per la ricerca in neuroscienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro SOX10
Annotazioni / Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6663
ID gene	6663
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-360 di SOX10 umano (NP_008872.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56693
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio