

Anticorpo Policlonale Rabbit Sox10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Numero articolo: CM0030009

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-SOX10 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce SOX10 di origine umana, murina e ratta, un fattore di trascrizione fondamentale per la maturazione degli oligodendrociti e la mielinizzazione. Ideale per la ricerca in neuroscienza e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOX10 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6663
GeneID	6663
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 270-360 di SOX10 umano (NP_008872.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56693
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio