


Pab Di Coniglio Sox11 Per Wb, If/Icc, Elisa - P35716

Numero articolo: CM0020279



introduzione

pAb di coniglio SOX11 è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con SOX11 di uomo, topo e ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione SOX-11 (P35716) coinvolto nella neurogenesi e nell'organogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio SOX11
Annotazioni/Alias	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6664
GeneID	6664
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SOX11 umano (NP_003099.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35716
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio