


Pab Di Coniglio Sox2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48431

Numero articolo: CM0014090



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SOX2 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Progettato per la ricerca sulle cellule staminali e la biologia dello sviluppo; reagisce con SOX2 di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio SOX2
Note/Alias	ANOP3; MCOP3; SOX2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6657
GeneID	6657
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di SOX2 umano (NP_003097.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48431
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio