

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Sox9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48436

Numero articolo: CM0022002



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SOX9 validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione SOX9, essenziale per la condrogenesi e lo sviluppo scheletrico. Adatto per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | SOX9 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Annotazioni / Alias   | CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9                                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                           |
| ID gene (Umano)       | 6662                                                                                                                            |
| ID gene               | 6662                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-339 della SOX9 umana (NP_000337.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS                 | P48436                                                                                                                          |
| Peso proteico         | 56kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                           |