

Sp140 Anticorpo Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q13342

Numero articolo: CM0018790



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SP140 umano (LYSp100), validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto, rileva la proteina dei corpi nucleari di 98kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SP140 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11262
GeneID	11262
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-180 di SP140 umano (NP_001265380)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13342
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio