

Anticorpo Policlonale Coniglio Sp4 Per Wb Ed Elisa - Q02446

Numero articolo: CM0024357

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di trascrizione umano SP4, validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la regolazione trascrizionale e la ricerca sul cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SP4 Rabbit pAb
Note/Alias	HF1B; SPR-1; SP4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6671
GenelD	6671
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-440 di SP4 umano (NP_003103.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02446
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio