

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sparc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09486

Numero articolo: CM0013153



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SPARC umano (osteonectina, BM-40). Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPARC pAb di coniglio
Note/Alias	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Specie	Umana
ID del gene (umano)	6678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-303 di SPARC umano (NP_003109.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P09486
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante