

Anticorpo Policlonale Coniglio Spire2 Per Wb E Elisa - Q8Wwl2

Numero articolo: CM0019315



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SPIRE2 validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al fattore di nucleazione dell'actina SPIRE2, coinvolto nella dinamica dell'actina, nel trasporto vescicolare e nella riparazione del danno al DNA. Ideale per la ricerca sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPIRE2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Spir-2; SPIRE2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84501
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di SPIRE2 umano (NP_115827.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WWL2
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio