

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spred1 Per Wb, Elisa - Q7Z699

Numero articolo: CM0013625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SPRED1 per WB ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Ha come bersaglio SPRED1 umano, un substrato della tirosin-chinasi che inibisce l'attivazione della MAP chinasi, adatto per la ricerca sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPRED1 pAb di coniglio
Note/Alias	LGSS; NFLS; hSpred1; spred-1; PPP1R147; SPRED1
Specie	Umano
GeneID (umano)	161742
GeneID	161742
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-320 di SPRED1 umano (NP_689807.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q7Z699
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante