

Srbd1 Coniglio Pab - Q8N5C6

Numero articolo: CM0018149

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità SRBD1 Coniglio, validato per WB ed ELISA, mirato a SRBD1 umano, di topo e di ratto (UniProt Q8N5C6). Ideale per la ricerca sulla segregazione cromosomica, mitosi e senescenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRBD1 Coniglio pAb
Note/Alias	SRBD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	55133
GeneID	55133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-600 di SRBD1 umano (NP_060549.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N5C6
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio