

Srek1 Pab Di Coniglio - Q8Wxa9

Numero articolo: CM0014238

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SREK1 convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con SREK1 umano e murine, una proteina regolatoria dello splicing coinvolta nella regolazione dello splicing alternativo. Adatto per la ricerca sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SREK1 pAb di coniglio
Note/Alias	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	140890
ID Gene	140890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di SREK1 umano (NP_631907.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8WXA9
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Ghiaccio secco