

Srsf10 Coniglio Pab Per Wb E Elisa - 075494

Numero articolo: CM0026573

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SRSF10 umano (fattore di splicing ricco di serina/arginina 10, SRp38). Validato per WB e ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dello splicing del pre-mRNA, dell'eson skipping alternativo e della repressione dello splicing regolata dalla fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRSF10 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10772
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 163-262 di SRSF10 umano (NP_473357.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O75494
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio