

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ssc4D Per Wb Ed Elisa - Q8Wtu2

Numero articolo: CM0019140

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SSC4D per WB ed ELISA. Rileva SSC4D umano, murino e di ratto, un membro secreto della superfamiglia dei recettori scavenger ricchi di cisteina. Indicato per lo studio del suo coinvolgimento nei processi immunitari e nella proteomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettaglio
Nome del prodotto	SSC4D Rabbit pAb
Note/Alias	SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D
Specie	Umano
GeneID (umano)	136853
GeneID	136853
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 446-575 di SSC4D umano (NP_542782.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8WTU2
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante