


Anticorpo Policlonale Coniglio Ssh2 Per Wb E Elisa - Q76I76

Numero articolo: CM0030831



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla proteina SSH2 umana. Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della dinamica dell'actina e della spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SSH2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SSH-2; SSH-2L; SSH2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	85464
GeneID	85464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-202 di SSH2 umana (NP_203747.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q76I76
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio