

Anticorpo Policlonale Coniglio Ssx5 Per Wb, Elisa - O60225

Numero articolo: CM0024871

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla proteina umana SSX5 (O60225), validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto, rilevando una banda a 22 kDa. Supporta studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	SSX5 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SSX5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6758
ID Gene	6758
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-229 dell'SSX5 umano (NP_066295.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60225
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio