

Anticorpo Policlonale Coniglio Stat1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P42224

Numero articolo: CM0013611



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro STAT1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'interferone, regolazione trascrizionale e antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STAT1 Anticorpo pAb Coniglio
Note/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6772
ID Gene	6772
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 650-750 di STAT1 umano (NP_009330.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio