

Stat3 Coniglio Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - P40763

Numero articolo: CM0015034



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità STAT3 Coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva STAT3 umano, di topo, di ratto. Adatto per studiare la segnalazione JAK/STAT, l'infiammazione e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STAT3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6774
GeneID	6774
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 600-700 di STAT3 umano (NP_003141.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio