

Stat3 Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Numero articolo: CM0015936



introduzione

STAT3 Rabbit pAb (P40763) è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA nell'uomo, topo, ratto. È mirato al trasduttore di segnale e attivatore della trascrizione 3, ideale per la ricerca sulla segnalazione delle citochine e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAT3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6774
GeneID	6774
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 600-700 di STAT3 umano (NP_003141.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40763
Peso proteico	88 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio