


Anticorpo Monoclonale Coniglio Stat5 Per Wb Ed Elisa - P42229/P51692

Numero articolo: CM0012527



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-STAT5 di alta qualità per Western blot ed ELISA, riconosce STAT5A/B umano, di topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione delle citochine, la regolazione trascrizionale e la biologia della lattazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio STAT5
Note/Alias	MGF; STAT5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6776/6777
ID Gene	6776/6777
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-786 di STAT5 umano (P42229)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42229/P51692
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio