

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Staufen Per Wb, Elisa - O95793

Numero articolo: CM0009883



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Staufen validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio delle proteine leganti l'RNA, della localizzazione dell'mRNA e delle interazioni tra virus e ospite. Specifiche complete del prodotto disponibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Staufen
Note/alias	STAU; PPP1R150; Staufen
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6780
ID del gene	6780
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 478-577 della Staufen umana (O95793)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95793
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante