


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Steap3 Per Wb Ed Elisa - Q658P3

Numero articolo: CM0014350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro STEAP3 umano, validato per WB ed ELISA. Adatto per rilevare la metalloreductasi STEAP3 in campioni umani e di topo, con un peso molecolare calcolato di 55 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STEAP3 Rabbit pAb
Note/Alias	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55240
GeneID	55240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-180 di STEAP3 umano (NP_060704.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	Q658P3
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio