

Anticorpo Monoclonale Coniglio Stim1 Per Wb, Elisa - Q13586

Numero articolo: CM0010626



introduzione

STIM1 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale ricombinante validato per Western blot ed ELISA, che reagisce con STIM1 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione del calcio e l'ingresso di calcio operato dal riempimento dei depositi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	STIM1 Rabbit mAb
Note/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6786
ID Gene	6786
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 586-685 di STIM1 umano (Q13586).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13586
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio