

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Numero articolo: CM0017822



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STIP1 (HOP), validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo e ratto. Co-chaperone che media l'interazione HSP70-HSP90. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress e sulle proteine chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	HOP, P60, STI1, STI1L, HEL-S-94n, IEF-SSP-3521, STIP1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10963
GeneID	10963
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di STIP1 umano (NP_006810.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31948
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio