

Anticorpo Policlonale Coniglio Stoml2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UJz1

Numero articolo: CM0017685

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio STOML2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con STOML2 umano, murino e ratto (39kDa, Q9UJZ1). Ideale per ricerche sui mitocondri, attivazione delle cellule T e studi sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STOML2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SLP-2; HSPC108; STOML2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	30968
GeneID	30968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-356 di STOML2 umano (NP_038470.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UJZ1
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio