

Anticorpo Monoclonale Streptavidina Per Citometria A Flusso - Sa V1, Sa V2

Numero articolo: CM0012001

introduzione

Streptavidina è un anticorpo monoclonale con reattività crociata indipendente dalla specie, ideale per applicazioni di citometria a flusso. Fornito come materia prima IVD per sviluppatori di test diagnostici e ricercatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Streptavidina
Alias	SA V1, SA V2
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco refrigerante