

Streptavidina

Numero articolo: CM0011306

introduzione

Congiugato monoclonale di Streptavidina per applicazioni di citometria a flusso (FC). Offre reattività crociata indipendente dalla specie, rendendolo adatto per lo sviluppo di diversi test IVD e per l'uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Streptavidina
Note/Alias	SA V1, SA V2
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio