

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Stx1A Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16623

Numero articolo: CM0002037

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio STX1A di alta qualità validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto, e bersaglia la proteina SNARE neuronale sintassina-1A (UniProt Q16623).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STX1A Rabbit mAb
Note/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6804
GeneID	6804
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della STX1A umana (Q16623)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16623
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio