

Anticorpo Policlonale Coniglio Stx1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16623

Numero articolo: CM0024906

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro STX1A (Sintassina-1A) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio dell'esocitosi mediata da SNARE e della neurotrasmissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STX1A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6804
GeneID	6804
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di STX1A umana (Q16623)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16623
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio