

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sufu Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Numero articolo: CM0013348



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SUFU validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce SUFU umano, murino e di ratto, un regolatore negativo della via di Hedgehog. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SUFU Rabbit pAb
Note/Alias	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51684
GeneID	51684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 325-484 di SUFU umano (NP_057253.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UMX1
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante