

Sumo2/3 Anticorpo Policlonale Di Coniglio (Wb, Elisa) - P61956 / P55854

Numero articolo: CM0022476



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SUMO2/3 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva SUMO2 e SUMO3 con reattività crociata per topo e ratto; adatto per lo studio della sumoilazione e della degradazione proteasomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUMO2/3 Rabbit pAb
Note/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di SUMO2/3 umano (NP_008868.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61956/P55854
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio