

Surf4 Rabbit Pab - O15260

Numero articolo: CM0020196

introduzione

SURF4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva il SURF4 umano (noto anche come ERV29) e presenta reattività crociata con topo e ratto. SURF4 funziona come recettore del carico del reticolo endoplasmatico per la secrezione delle lipoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SURF4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ERV29; SURF4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6836
GeneID	6836
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O15260
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio