

Anticorpo Monoclonale Suz12 Coniglio Per Wb, Elisa - Q15022

Numero articolo: CM0010158



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SUZ12 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e sul cancro, adatto per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio SUZ12
Note/Alias	CHET9, IMMAS, JJA21, SUZ12
Specie	Umano
ID Gene	23512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-96 di SUZ12 umano (Q15022)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15022
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio