

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Histone H3-R17 Simmetrico Dimetilato (Q16695/P68431) Per Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000332



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la dimetilazione simmetrica nel sito R17 dell'istone H3 umano. Validato per Western Blot, Dot Blot, IHC-P e ELISA. Mostra reattività crociata con umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica e l'analisi delle modificazioni degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Symmetric DiMethyl-Histone H3-R17 Rabbit mAb
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico simmetrico dimetilato corrispondente alla regione R17 dell'istone H3-R17 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazioni	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altre (prevista su ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio