

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro La Simmetrica Dimetil-Istone H3-R2 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq

Numero articolo: CM0000342



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'arginina 2 simmetricamente dimetilata dell'istone H3 (Q16695/P68431). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq; reagisce con umano, topo, ratto e si prevede un ampio spettro di reattività. Ideale per la ricerca epigenetica e gli studi sulle modificazioni istoniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Simmetrica DiMetil-Istone H3-R2
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Simmetrica DiMetil-Istone H3-R2
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico simmetricamente dimetilato intorno a R2 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di Ghiaccio